

0.01M PBS (powder, pH7.2-7.4)

1XPBS 缓冲液（干粉）

简介

PBS 缓冲液（phosphate buffered solution）即磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液。pH 为 7.2-7.4，主要成分为磷酸二氢钠、磷酸氢二钠以及氯化钠，常用于分子克隆及免疫组化等实验。

本产品为配制 1L 1×PBS 缓冲液的粉剂，使用前加 1L 蒸馏水或去离子水溶解即可。

编号： C01-01003

规格： 1L（粉剂）

保存方法： 常温保存。

注意事项：

1. 试剂溶解后尽快使用，如有剩余应密封后 2-8℃保存，防止污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴手套操作。