



## HRP 标记抗体稀释液

### HRP-conjugated Antibody Dilution Buffer

**产品编号：** C01-04002

**产品规格：** 30ml, 100ml

**保存方法：** 2-8℃保存，至少一年有效。

#### 产品简介：

HRP 标记抗体稀释液(HRP-Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中 HRP 标记抗体的稀释。稀释液中添加了抗体保护剂和 HRP 稳定剂等成分，有效增加了稀释后 HRP 标记抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的 HRP 标记抗体可在 2-8℃稳定保存至少六个月。

#### 使用说明：

按照抗体推荐效价（或个人优化条件），将适量抗体加入抗体稀释液即可。例如，效价为 1: 1000 时，可将 1ul 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。稀释后的 HRP 标记抗体可在 2-8℃稳定保存至少六个月。

#### 注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 此产品仅供研究，不用于临床诊断。