

## 咪唑溶液(1mol/L)

### Imidazole solution (1mol/L)

货号： C1037

规格： 100ml

**保存条件：**

4℃保存，有效期 6 个月。

**简介：**

咪唑是含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物, CAS 号为 288-32-4, 分子量为 68.08, 咪唑用途很广, 可用作环氧树脂的固化剂以及抗菌的原料等。咪唑也可与组氨酸竞争结合 Ni 离子, 故生物技术里面, 咪唑可用来洗脱带有 His-Tag 融合蛋白。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

**使用说明：**

1. 根据具体实验要求操作。

**注意事项：**

1. 注意无菌操作, 避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。