

ELISA 封闭液(1%明胶)

ELISA Sealant (1% Gelatin)

货号：C2075

规格：100ml

储存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

封闭 (blocking)是继包被之后用高浓度的无关蛋白质溶液再包被的过程。抗原或抗体包被时所用的浓度较低，吸收后固相载体表面尚有未被占据的空隙，封闭就是让大量不相关的蛋白质充填这些空隙，从而排斥在 ELISA 其后的步骤中干扰物质的再吸附。

ELISA 封闭液(1%明胶由磷酸盐、明胶等组成。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法：

1. 按要求包被 96 孔板。
2. 用 ELISA 洗涤液(1×,pH7.4)洗涤数次。
3. 对 96 孔板或其他固相载体进行封闭处理，一般 2-3h。
4. 封闭完成后，将包被好的 96 孔板拍干、密封，4℃保存备用或加入包被缓冲液 4℃保存备用。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。