

## 1M Tris-HCl (pH6.8)

货号：C5001

规格：100ml /500ml

**储存条件：**

室温保存，有效期 12 个月。

**简介：**

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱，分子式为  $C_4H_{11}NO_3$ ，相对分子量为 121.14，在 25℃ 下 pKa 为 8.1，Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间。常用作生物缓冲液，其 pH 值随温度变化很大。一般来说，温度每升高 1℃，pH 值下降 0.03。1M Tris-HCl (pH6.8)采用进口 Tris、去离子水、盐酸配制而成。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

**使用方法：**

1. 根据实验具体要求操作。

**注意事项：**

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。