



溴酚蓝水溶液(1%)

Bromophenol blue aqueous solution (1%)

产品货号： C5012

产品规格： 10ml

储存条件： 室温保存，有效期 12 个月。

产品简介：

溴酚蓝是一种 pH 指示剂，在 pH 3.0~4.6 时颜色由黄变蓝，常用做电泳指示染料，凝胶中电泳指示小分子核酸或蛋白质的迁移，是常用分子生物学试剂。溴酚蓝水溶液(1%)主要由电泳级溴酚蓝、去离子水组成。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法： 按实验具体要求操作。

注意事项： 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。