

Mg-ATP 溶液(10mmol/L,pH7.4)

Mg-ATP solution(10mmol/L,pH7.4)

货号：C5068

规格：100ml

储存条件：

-20℃保存，有效期 12 个月。

简介：

Mg-ATP 溶液(10mmol/L,pH7.4)由 10mM Mg²⁺、10mM ATP 组成，调节 pH 值至 7.4，用于在凝胶中直接分析激酶。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法：

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般 ATP 工作浓度为 50μM。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。