

Cell Antigen Repair Solution(1×)

细胞爬片抗原修复液(即用型)

货号：C5077

规格：100ml, 500ml

储存条件：

2-8℃保存，有效期一年。

简介：

在免疫组织与免疫细胞化学染色中，实验中会对细胞爬片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂等进行细胞固定，常会产生过量的醛基，遮盖抗原，影响一抗与抗原的结合。

细胞抗原修复液(Cell Antigen Repair Solution)是一种特别适合用于细胞爬片的快速抗原修复液，只需 37℃ 孵育 5-30 分钟即可完成。

细胞爬片抗原修复液使用说明：

- 1、细胞爬片固定后用 PBS 洗涤 3 次，每次 5min。
- 2、加入抗原修复液使其覆盖住细胞爬片，37℃ 孵育 5-30min。
- 3、PBS 洗涤细胞爬片，重复 3 次，每次 5min。充分洗涤残留的修复液，以免造成抗体失去活性。
- 4、封闭液封闭细胞爬片。
- 5、随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。