



## 美国通用 Rehydragel@LV 铝佐剂

### Rehydragel@LV Alum Adjuvant

产品货号： C5084

产品规格： 5ml / 10ml

保存条件：应储存于室温或低于室温的条件，绝不能让它们冻结，因为这会破坏它们的晶格结构和独特的吸附性能。

#### 产品介绍：

Rehydragel®吸附剂氢氧化铝凝胶作为兽医疫苗的辅剂使用已有多年，在人类生物领域的重要性也日益增长。这些高纯度氢氧化铝凝胶在作为兽医抗毒素的基体或载体使用时，可产生高度的蛋白吸附能力。Rehydragel 辅剂以矿物学上称为勃姆石的结晶状羟基氢氧化铝为基础。

当需要结合带负电的蛋白时，它们在疫苗中是非常有效的。在生理 pH 值 (7.4) 和 9 至 12 的零电荷点时它们带一个正电荷。它们是含有大表面积 (约 525m<sup>2</sup>/g) 结晶颗粒的水合凝胶。它们的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量范围为 2%至 10%。 Rehydragel 系列包括 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 浓度很高的经济型产品，以及高度专门化产品。

#### 产品优势：

- 优良的结合酸性蛋白的能力
- 定配的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 浓度、流变特性和零电荷点

#### 产品应用：

- 用于大型动物的疫苗
- 宠物动物的狂犬病疫苗
- 家禽疫苗
- 人用疫苗
- 血液分离应用
- 局部使用的医药凝胶
- 优良的结合酸性蛋白的能力
- 定配的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 浓度、流变特性和零电荷点