

## STE 缓冲液(PH8.0)

## TE buffer solution

**货号:** C7086

**规格:** 100ml, 500ml

**保存:** 2-8℃保存

### 产品描述:

STE 缓冲液(PH8.0, 100X)为含 EDTA 的 Tris-HCl(PH 8.0)缓冲液, 用于配制 pH 值在 7.5 到 8.5 之间的缓冲溶液。Tris 缓冲液广泛应用于细胞和分子生物学中, 用于蛋白质和核酸的提取和纯化。Tris-EDTA (TE) 缓冲溶液, pH 值 8.0, 也可用作洗涤缓冲液。

用途: 用于分子生物学。

### 产品性质:

**pH:** 8.0±0.1 (25℃)

**外观:** 无色澄清液体

**成分:** 该缓冲液为 10 mM Tris HCl, 1 mM EDTA 二钠, pH 8.0。