

**** 400-901-9800

techsupport@bioss.com.cn

AbFluor®594, NHS Ester

产品编号: D-9708

产品规格: 1mg

分子量: 819.85

激发波长(Ex): 590nm

发射波长(Em): 621nm

保存条件 -20℃避光保存

溶解方法: DMSO 溶解, 10mg/ml

AbFluor® 594 是一种亮红色染料常用于用于荧光成像和流式细胞分析中的稳定信号生成,具有水溶性和 pH 值不敏感性(pH4-10)。AbFluor® 594 带有 NHS Ester(琥珀酰亚胺酯),是将该染料与蛋白或抗体偶联的较常用基团。NHS Esters 可用于标记蛋白、胺修饰的寡核苷酸和其他含胺分子的伯胺 (R-NH2)。