

菲啰嗪

Ferrozine

产品货号: D10067

产品规格: 1g

保存条件: 2-8°C保存, 储存的地方必须远离氧化剂。

产品描述:

菲啰嗪又名啡咯嗪(啡啰嗪), 化学名称 3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪-4',4''-二磺酸钠盐, 能够与亚铁离子形成有色复合物, 在 562nm 处有吸收峰, 用于亚铁离子的定量与指示。

产品性质:

| | |
|--------|--|
| 级别/纯度: | 97% |
| CAS: | 69898-45-9 |
| MDL: | MFCD00078417 |
| 分子式: | C ₂₀ H ₁₃ N ₄ NaO ₆ S ₂ |
| 分子量: | 492.46 |
| 外观/性状: | 黄色粉末 |
| 溶解性: | 溶于水 |
| 稳定性: | 远离氧化物 |
| 用途: | 用于亚铁离子的定量与指示 |