



聚乙烯醇 124 型

PVA-124

产品货号: D10437

产品规格: 50g

保存条件: 室温保存

产品描述:

聚乙烯醇是一种水溶性生物相容性聚合物。

产品性质:

CAS:	9002-89-5
MDL:	MFCD00081922
分子式:	$[-CH_2CHOH-]_n$
分子量:	单体分子量 44.05
外观/性状:	白色片状、絮状或粉末状固体
溶解性:	溶于水，为了完全溶解一般需加热到 65 ~ 75℃。不溶于有机溶剂。
敏感性:	易吸潮。
用途:	粘合剂、乳化剂、分散剂等。