

## 结晶紫 MES 溶液(0.1%,pH6.0)

### Crystal violet MES solution (0.1%, pH 6.0)

货号： S0024

规格： 100ml

#### 保存条件：

室温，避光保存，有效期 12 个月。

#### 简介：

结晶紫(Crystal violet)又称甲紫，CAS: 548-62-9，MW: 407.98。结晶紫属于碱性染料，能溶于水、乙醇，可以把组织和细胞核染成紫色。结晶紫在细胞学、组织学和细菌学等方面应用极广，是一种优良的染色剂。细胞核染色常用该染色液，用来显示染色体的中心体，并可染淀粉、纤维蛋白、神经胶质等，但染色后不宜长久保存。结晶紫 MES 溶液(0.1%,pH6.0)主要由 0.1%结晶紫、0.2M MES buffer 组成，多用于细胞染色。

本产品仅用于科研，不宜用于临床诊断或其他用途。

#### 使用说明：

1. 根据实验具体要求操作。

#### 注意事项：

1. 结晶紫对人体有害，请注意适当防护。
2. 第一次使用本试剂时建议先取 1~2 个样品做预实验。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。