

AGN 水溶液(0.01M)

货号： S0293

规格： 100ml

保存条件：

4℃避光保存，有效期 6 个月。

简介：

Silver nitrate 分子式为 AgNO_3 ，分子量为 169.87，CAS 号为 7761-88-8。AGN 水溶液 (0.01M) 氧化性较强，具有一定腐蚀性，可用于组织切片染色中作为氧化剂，常与其他试剂配套使用。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 所用器具应洁净，最好用稀硫酸溶液彻底清洗后，再用蒸馏水清洗。
2. AGN 水溶液(0.01M)氧化性较强，具有一定腐蚀性，小心操作。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。