

乙酸水溶液(0.5%)

Acetic acid aqueous solution (0.5%)

货号： S0302

规格： 500ml

保存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

乙酸又称醋酸(36~38%)、冰醋酸或冰乙酸(98%)，CAS: 64-19-7，分子式: CH₃COOH，分子量: 60.05，是非常常用的一种有机酸。

乙酸水溶液(0.5%)主要由冰乙酸、去离子水组成，属于弱酸，是一种非常重要的染色液催化剂和辅助试剂。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分易挥发。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。