



## 环保透明脱蜡液

### Environmental Transparent Agent

**产品货号：** S0330

**产品规格：** 500ml, 5000ml

**保存条件：** 室温保存，有效期 24 个月。

#### 产品简介：

二甲苯作为一种有害试剂，长期危害组织病理工作者的身体健康。环保透明脱蜡液是一种新型的、无色、无味的有机溶剂，不含苯，是二甲苯的理想替代品。适用于病理学组织样本和细胞学样本处理过程中透明和脱蜡。环保透明脱蜡液所需主要原材料为饱和烷烃类；既能与乙醇相混溶，又能溶解石蜡，其折射指数接近于组织蛋白的折光指数，可有效替换组织内乙醇及石蜡。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

#### 使用说明：

环保透明脱蜡液的使用遵循石蜡切片标本的常规制作方法，可用于组织的脱水，染色和透明步骤中，以组织厚度 2-3mm，具体使用步骤和方法参考常规脱蜡方法。

#### 产品优点：

1. 无色透明，无毒，挥发性低，对人体无伤害。
2. 使用方便简单，无需改变原有的操作程序，按病理制片技术规范操作即可。
3. 对仪器不具有腐蚀性，不会易燃易爆，可放心用于半封闭和全封闭脱水、染色等仪器。
4. 具有卓越的理化特性，临床实践充分说明其完全可以代替二甲苯。

**注意事项：** 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。