

ELISA 检测技术服务 服务编号: SV1100

一、服务内容

博奥森可根据客户的 ELISA 检测需求制定方案，使用客户提供的检测样品进行 ELISA 检测技术服务。



- 1、ELISA 试剂盒：客户可提供自己订购的专业厂家生产的优质 ELISA 试剂盒，或委托我公司代购指定品牌的 ELISA 试剂盒。我公司也可提供高品质的 ELISA 试剂盒，或帮客户开发高品质 ELISA 试剂盒。
- 2、检测样品：由客户提供的检测样品，包括血清、血浆、体液、组织裂解液、细胞裂解液、细胞上清等各种类型的样品。

如果客户样品是分批采集的，建议客户可以将先采集的样品低温保存（-80℃或-20℃），然后再集中送检。

Tip: 请您填写[首页项目申请表](#)，以便 Bioss 为您提供更好的技术服务。

二、服务流程

- 1、客户提交 ELISA 检测请求与实验要求，与公司商定具体的实验项目、数量和费用，双方签订《委托 ELISA 检测服务合同书》。
- 2、客户提供检测样品和 ELISA 试剂盒（或委托我公司代购、开发），我公司按照协定要求安排检测项目。
- 3、检测实验完成后，我公司在规定时间内向客户提交实验数据，并返还客户的所有材料。

三、样品要求

- 1、客户须告知所提供样品的种属、类型等必要信息，要保证无污染，未长菌变性；样品需要低温转运。
- 2、请提前说明样品来源和生物危害等情况，或其他任何特殊情况。

四、收费标准

服务项目	检测项目	服务内容	周期	项目报告	价格（元）
SV1100	ELISA 检测	客户提供 ELISA kit	5 天	原始数据 ELISA 实验报告	500 元/次/kit

- 1、ELISA 检测按照每个试剂盒的检测次数收费。
- 2、此收费不包含 ELISA 试剂盒的费用。
- 3、96T ELISA 试剂盒，除去需要必做的标准曲线，一块板最多可以检测 89 个样品，分多次检测，可检测的样品数量将会减少。

