

## 免疫组化技术服务 服务编号：SV1300


### 一、服务内容

- 1、石蜡包埋：提供新鲜组织或刚固定的标本；
- 2、组织切片(5-10um)：提供制备好的蜡块；
- 3、组织切片染色：HE 染色、Masson 胶原纤维染色、免疫组化 (IHC)染色、免疫荧光 (IF)染色；
- 4、高清图片拍照和数字病理全波片扫描。

**Tip:** 请您填写[首页项目申请表](#)，以便 BioSS 为您提供更好的技术服务。

### 二、客户提供材料

- 1、样品：新鲜或正确保存的样本及样本相关的必要材料（注：若有特殊处理的样品，请提前说明，具有保密性的材料除外，客户提供的样本需做预实验检测，如不符合实验要求，则终止实验。）
- 2、阳性对照样品（尽量提供）。
- 3、相关文献（可选）。
- 4、为了更有效的准确开展实验，请客户尽量告知预实验结果或实验目的，可同 IHC 技术服务部门共同商讨确定一套可行的实验方案。



### 三、收费标准

- 1、如购买的是 Bioss 抗体，预结果不满意则不收取费用；若对预实验结果满意则正常收。
- 2、收费项目包含试剂费用和实验费用。
- 3、试剂费用只收取一抗和二抗费用（客户也可提供抗体）。

实验项目	服务编号	实验说明	价格（元）
石蜡包埋	SV1301	需提供新鲜的组织标本，或刚固定的标本，我公司负责做石蜡包埋	50 元/个
组织切片	SV1302	将制备好的蜡块制成 5-10um 的超薄切片，黏附在载玻片上	10 元/张
冰冻切片	SV1303	需提供新鲜组织或固定后的组织	50 元/张
化学染色	SV1311	HE 染色	20 元/张
	SV1312	Masson 胶原纤维染色	20 元/张
Tunel 细胞凋亡	SV1315	使用罗氏公司的 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒（博奥森产品编号 bs-8004）对组织切片或细胞爬片做细胞凋亡检测	60 元/张
免疫化学染色	SV1321	免疫组化（IHC），采用 SP 或 SABC 法检测、超敏二步法	30 元/张
	SV1322	免疫荧光（IF）染色，有 FITC、Cy3、PE 等多种荧光素可选	50 元/张
数码拍照	SV1304	OlympusCellSens 拍摄高清图片	20 元/张
数字病理	SV1305	全玻片数字扫描普通白光	50 元/张
结果分析	SV1306	分析软件 HistoQuant 适用于所有染色，基于光密度和色值的彩色图像分割	询价

**注：免疫荧光检测因为荧光染料的特殊性，实验费用已经包含拍片费用，每个样品提供 3 张图片**

### 四、实验完成时间及结果交付

- 1、根据实验工作量和难易度的情况，双方协定实验周期，我公司将遵守《委托免疫组化技术服务合同书》保质保量准时完成委托实验。
- 2、结果交付：实验完成后的实验数据将通过电子邮件发送至客户邮箱；大宗数据需要客户提供 U 盘或硬盘；实验结果和材料通过快递免费邮寄，如果客户提供的试剂、样品和耗材有剩余，将同时免费邮寄。