

常用试剂双十一促销产品列表

类别	产品编号	中文名称	规格	价格	促销力度
细胞生物学	BA00208	细胞增殖及毒性检测试剂盒 (CCK-8)	100T	132元	买5赠4 买10赠10
			500T	500元	
			10×500T	3600元	
	C7076	DMEM高糖培养基	500ml	100元	买2赠1 买5赠3
	C7077	RPMI1640 培养基	500ml	80元	
	C7042	胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 含酚红	100ml	90元	
	C7043	胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 不含酚红	100ml	90元	
	C7044	胰蛋白酶消化液(0.25%) 不含EDTA和酚红	100ml	90元	
	C7046	胰蛋白酶溶液(0.25%,含酚红)	100ml	90元	
	C7047	酚红溶液(0.5%,无菌)	100ml	180元	
	C7055	红细胞洗涤液	100ml	100元	买3赠1 买5赠2
	C7037	通用细胞冻存液 (含血清)	50ml	280元	
	C7072	青链霉素混合液 (100×)	110ml	90元	
	C03-02001	固定液(流式细胞)	50ml	160元	
	C03-02002	穿膜剂 (储存液)	50ml	160元	
	C03-03002	0.3%细胞穿膜剂 (即用型)	100ml	40元	
	C03-03003	0.1%细胞穿膜剂 (即用型)	100ml	40元	
	C03-05002	红细胞裂解液 10×	10ml	80元	买3赠1
	BA00101	Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒	20T	580元	
			50T	980元	
100T			1480元		
BA00102	Annexin V-AF488细胞凋亡检测试剂盒	20T	680元		
		50T	1080元		
		100T	1580元		
BA00103	Annexin V-AF647细胞凋亡检测试剂盒	20T	680元		
		50T	1080元		
		100T	1580元		
缓冲液	C0103	1×PBS缓冲液 (干粉, 2L)	2L	10元	买10赠8
			2L×10	80元	
	C5310	Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(1×, 1L粉剂)	1L×5	120元	
			1L×10	180元	
	C01-01001	1×PBS缓冲液	500ml	70元	买2赠1 买5赠3
	C01-01002	10×PBS缓冲液 (pH7.2-7.4)	50ml	60元	
			500ml	80元	
	C01-01005	10×PBST缓冲液	500ml×10	700元	
			50ml	60元	
	C01-01005	10×PBST缓冲液	100ml	70元	
500ml			90元		
C7033	磷酸盐缓冲液 (1×PBS, 无钙镁, 无菌)	500ml	120元		
C5043	1M Tris-HCl 缓冲液 (pH8.0)	100ml	50元		
C05-03005	1.5M Tris-HCl缓冲液(pH8.8)	100ml	60元		
C05-03006	1M Tris-HCl缓冲液(pH6.8)	100ml	60元	买2赠1 买5赠3	
C02-04002	DAPI染色液 (即用型)	10ml	120元		
		50ml	320元		
C02-04004	苏木素-伊红染色试剂盒	10ml	130元		买3赠1 买5赠2
		100ml	320元		
C05-04002	10×丽春红染色液	10ml	100元		
		50ml	360元		
		100ml	720元		
	C5027	RIPA裂解液(弱)	100ml	180元	
	C5028	RIPA裂解液 (中)	100ml	180元	
	C5029	RIPA裂解液 (强)	100ml	180元	
	C5030	SDS裂解液	100ml	180元	

蛋白检测

C-0013	Western及IP细胞裂解液	30ml	70元	买2赠1 买5赠3
		60ml	100元	
		100ml	180元	
C5031	RIPA裂解液(强中弱套装)	3×50ml	270元	
C05-02001	BCA蛋白定量试剂盒	40ml(200T)	180元	
		100ml(500T)	318元	
C05-02003	Bradford蛋白浓度测定试剂盒	250T	100元	
		1000T	240元	
C5076	Lowry法蛋白浓度测定试剂盒(1000T)	1000微孔	320元	买3赠1 买5赠2
C05-03009	10%PAGE胶凝固剂	1ml	50元	
		1ml×8	360元	
		1ml×20	800元	
C-0047	SDS-PAGE凝胶制备试剂盒	40-60块	360元	
C05-03004	30%(29:1) 制胶液	100ml	70元	
		500ml	180元	
C05-03007	10%SDS (十二烷基硫酸钠)	100ml	60元	
C5001	1M Tris-HCl 缓冲液 (pH6.8)	100ml	50元	买2赠1 买5赠3
		500ml	130元	
C5006	SDS-PAGE分离胶缓冲液(4×)	100ml	80元	
		500ml	150元	
C05-09002	彩色预染蛋白marker (10-180kDa)	100ul	260元	
		250ul	420元	
PM1245	BiosPM™彩虹广谱蛋白Marker (10-245KD)	100ul	340元	买5赠1
		250ul	520元	
PM1310	BiosPM™彩虹广谱蛋白Marker (10-310KD)	100ul	480元	买5赠1
		250ul	650元	
C05-03013	2×蛋白上样缓冲液(含DTT)	5ml	50元	买2赠1 买10赠6
		10ml	80元	
C05-03014	2×蛋白上样缓冲液(非变性)	5ml	50元	
C05-03015	4×蛋白上样缓冲液 (含巯基还原剂)	5ml	50元	
C05-03016	4×蛋白上样缓冲液 (非变性)	5ml	50元	
C05-03002	5×蛋白上样缓冲液 (非变性)	5ml	80元	
C05-03001	5×蛋白上样缓冲液 (含巯基还原剂)	5ml	100元	
		10ml	180元	
C5042	1×TBS缓冲液 (pH7.4)	500ml	70元	
C5049	1×TBST缓冲液,pH7.4	500ml	80元	
C5003	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)	500ml	100元	
		2L	360元	
C5004	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)	500ml	160元	
C05-05003	1×电泳转移缓冲液 (转膜液) 粉剂	1L	70元	买2赠1 买5赠3
		10×1L	240元	
C05-05004	10×电泳转移缓冲液 (转膜液) 粉剂	1L	120元	
		10×1L	1000元	
C5058	10×转膜缓冲液	500ml	100元	
C5059	封闭用脱脂奶粉	50g	80元	
		100g	120元	
C05-06001	WB封闭液 (脱脂奶粉)	60ml	70元	
		100ml	100元	
C05-06002	WB封闭液 (5%BSA)	60ml	70元	
		100ml	100元	
		500ml	400元	
C05-07001	WB一抗稀释液	60ml	80元	买2赠1 买10赠7
		100ml	120元	
C05-07002	WB二抗稀释液	60ml	80元	
		100ml	120元	
C05-07003	Western 洗涤液(10×)	60ml	100元	
C05-03041	碧云生物技术	100ml	120元	

	C05-07004	族行工/仪	500ml	480元	买2赠1 买5赠3
	C05-07004	Bioss ECL超敏发光液	12.5ml×2	280元	
			50ml×2	880元	
			250ml×2	3200元	
免疫学	C5077	细胞爬片抗原修复液(即用型)	100ml	100元	买2赠1 买5赠3
			500ml	300元	
	C02-02001	1×柠檬酸钠抗原修复液(干粉)	1L	10元	
			1L×10	90元	
	C02-02003	1×EDTA抗原修复液(pH8.0)	100ml	60元	
			100ml	60元	
	C02-02002	柠檬酸钠抗原修复液(100×)	50ml	90元	
			100ml	150元	
	C02-02004	50×EDTA抗原修复液(pH8.0)	100ml	90元	
			100ml	90元	
	C-0005	封闭用正常山羊血清(原液)	5ml	40元	买3赠1 买5赠2
			10ml	70元	
			100ml	400元	
	C-0006	封闭用正常兔血清(原液)	5ml	40元	
			10ml	70元	
	C-0082	封闭用正常小鼠血清(原液)	5ml	280元	
	C01-03001	10%封闭山羊血清	30ml	50元	
			100ml	100元	
	C04-01001	ELISA包被液(1×)	100ml	70元	
			500ml	200元	
	C04-01002	ELISA封闭液	100ml	70元	
			500ml	200元	
			1L	360元	
	C04-01003	ELISA终止液	50ml	70元	
			100ml	100元	
	C04-01004	ELISA洗涤液(10×)	50ml	60元	
			100ml	100元	
	C04-01005	酶标抗体稀释液	30ml	80元	买2赠1 买5赠3
			50ml	140元	
			100ml	240元	
	C01-04002	HRP标记抗体稀释液	30ml	80元	
			60ml	140元	
100ml			240元		
C01-04003	AP标记抗体稀释液	30ml	80元		
		50ml	150元		
		100ml	280元		
C01-04004	荧光抗体稀释液	30ml	50元		
		100ml	120元		
C01-04001	抗体稀释液	30ml	80元		
		100ml	200元		
C01-02001	抗体保存液	30ml	100元		
		100ml	300元		
C-0010	DAB显色试剂盒(20×)	0.5ml×2	70元		
		1ml×2	120元		
C01-06001	1%组织细胞固定液	100ml	60元		
		500ml	180元		
C01-06002	4%组织细胞固定液	100ml	60元		
		500ml	200元		
C02-04003	抗荧光淬灭封片液/抗荧光衰减封片剂	5ml	280元		
C04-03001	单组分超灵敏TMB显色试剂盒(含终止液)	20ml	160元		
		50ml	280元		
		100ml	480元		
C04-03002	双组份TMB显色液	10ml	110元		
		30ml	260元		
		100ml	700元		

	WB001	WB检测试剂盒 (抗兔一抗)	36T	780元	买3赠1 买5赠2
	WB002	WB检测试剂盒 (抗鼠一抗)	36T	780元	
	IHC001	免疫组化试剂盒 (抗兔)	60T	680元	
			100T	960元	
	IHC003	免疫组化试剂盒 (抗小鼠)	60T	480元	
			100T	780元	
	SP-0022	广谱SP免疫组化检测试剂盒 (用于检测兔、大鼠、小鼠和豚鼠来源的一抗)	3ml	380元	买5赠1
			6ml	720元	
			18ml	2000元	
	SP-0023	SP免疫组化检测试剂盒(兔)	3ml	380元	
			6ml	720元	
			18ml	2000元	
	bs-0295G-Cy3	Goat Anti-rabbit IgG/Cy3	100ul	360元	买10赠3 买20赠10 买50赠30
			1ml	2400元	
	bs-0295G-FITC	Goat Anti-rabbit IgG/FITC	100ul	180元	
			1ml	1200元	
	bs-0295G-AF488	Goat Anti-rabbit IgG/Alexa Fluor 488	100ul	480元	
			1ml	3600元	
	bs-0295G-AF594	Goat Anti-Rabbit IgG/Alexa Fluor 594	100ul	480元	
			1ml	3600元	
	bs-0296G-FITC	Goat Anti-Mouse IgG/FITC	100ul	180元	
			1ml	1200元	
	bs-0296G-HRP	Goat Anti-Mouse IgG/HRP	100ul	180元	
			1ml	1200元	
	bs-0296G-AF647	Goat Anti-Mouse IgG/Alexa Fluor 647	100ul	480元	
			1ml	3600元	
	bs-0296G-AF488	Goat Anti-Mouse IgG/Alexa Fluor 488	100ul	480元	
			1ml	3600元	
	bs-0310R-FITC	Rabbit Anti-chicken IgG/FITC	100ul	240元	
			1ml	1580元	
	bs-0295G	Goat Anti-rabbit IgG	1mg	980元	
			10mg	4800元	
	bs-0296G	Goat Anti-Mouse IgG	1mg	980元	
			10mg	4800元	
	bs-0310G	Goat Anti-Chicken IgG	1mg	1280元	
			10mg	6400元	
	bs-0297G	Goat Anti-human IgG	1mg	980元	
			10mg	4800元	
	bs-0345G	Goat Anti-human IgM	1mg	1280元	
			10mg	6400元	
	bs-0295G-HRP	Goat Anti-rabbit IgG/HRP	100ul	180元	
			1ml	1200元	
生化试剂	C2077	OCT冰冻切片包埋剂	118ml	300元	买5赠2
	C51003	磷酸酶抑制剂混合物组合 (2 Tubes)	1ml A + 1ml B	420元	买3赠1
	PIC008	蛋白酶抑制剂混合物 (哺乳动物, 100×)	1ml	280元	买3赠1