

常用试剂开学季促销产品列表

细胞生物学

产品编号	中文名称	规格	价格	促销活动
BA00208	细胞增殖及毒性检测试剂盒 (CCK-8)	100T	132元	买5赠4 买10赠10
		500T	500元	
		10×500T	3600元	
C7076	DMEM高糖培养基	500ml	100元	买5赠3
C7077	RPMI1640 培养基	500ml	80元	买5赠3
C7042	胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 含酚红	100ml	90元	买5赠3
C7043	胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 不含酚红	100ml	90元	买5赠3
C7044	胰蛋白酶消化液(0.25%) 不含EDTA和酚红	100ml	90元	买5赠3
C7046	胰蛋白酶溶液(0.25%,含酚红)	100ml	90元	买5赠3
C7047	酚红溶液(0.5%,无菌)	100ml	180元	买5赠3
C7055	红细胞洗涤液	100ml	100元	买5赠2
C7037	通用细胞冻存液 (含血清)	50ml	280元	买5赠2
C7072	青链霉素混合液 (100×)	110ml	90元	买5赠2
C03-02001	固定液(流式细胞)	50ml	160元	买5赠2
C03-02002	穿膜剂 (储存液)	50ml	160元	买5赠2
C03-03002	0.3%细胞穿膜剂 (即用型)	100ml	40元	买5赠2
C03-03003	0.1%细胞穿膜剂 (即用型)	100ml	40元	买5赠2
C03-05002	红细胞裂解液 10×	10ml	80元	买5赠2
BA00101	Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒	20T	580元	买3赠1
		50T	980元	
		100T	1480元	
BA00102	Annexin V-AF488细胞凋亡检测试剂盒	20T	680元	买3赠1
		50T	1080元	
		100T	1580元	
BA00103	Annexin V-AF647细胞凋亡检测试剂盒	20T	680元	买3赠1
		50T	1080元	
		100T	1580元	

蛋白检测

产品编号	中文名称	规格	价格	促销活动
C05-02001	BCA蛋白定量试剂盒	40ml(200T)	180元	买5赠3
		100ml(500T)	318元	
C05-03004	30%(29:1) 制胶液	100ml	70元	买5赠3
		500ml	180元	
C05-03041	膜再生液	100ml	120元	买5赠3
		500ml	480元	
C05-07001	WB一抗稀释液	60ml	80元	买10赠7
		100ml	120元	
C05-07002	WB二抗稀释液	60ml	80元	买10赠7
		100ml	120元	
C05-07004	Bioss ECL超敏发光液	12.5ml×2	280元	买5赠3
		50ml×2	880元	
		250ml×2	3200元	
C5028	RIPA裂解液 (中)	100ml	180元	买5赠3
C5029	RIPA裂解液 (强)	100ml	180元	买5赠3
PM1180	BiosPM™彩虹广谱蛋白Marker (10-180KD)	100ul	260元	买5赠2
		250ul	420元	
PM1245	BiosPM™彩虹广谱蛋白Marker (10-245KD)	100ul	340元	买5赠1
		250ul	520元	
PM1310	BiosPM™彩虹广谱蛋白Marker (10-310KD)	100ul	480元	买5赠1
		250ul	650元	
C05-09002	彩色预染蛋白marker (10-180kDa)	100ul	260元	买5赠3
		250ul	420元	
C05-03013	2×蛋白上样缓冲液(含DTT)	5ml	50元	买10赠6
		10ml	80元	
C05-03014	2×蛋白上样缓冲液(非变性)	5ml	50元	买10赠6
C05-03015	4×蛋白上样缓冲液 (含巯基还原剂)	5ml	50元	买10赠6
C05-03016	4×蛋白上样缓冲液 (非变性)	5ml	50元	买10赠6
C-0047	SDS-PAGE凝胶制备试剂盒	40-60块	360元	买5赠2
C-0013	Western及IP细胞裂解液	30ml	70元	买5赠3
		60ml	100元	
		100ml	180元	

C05-05003	1×电泳转移缓冲液（转膜液）粉剂	1L	70元	买5赠3
		10×1L	240元	
C05-05004	10×电泳转移缓冲液（转膜液）粉剂	1L	120元	买5赠3
		10×1L	1000元	
C05-06001	WB封闭液（脱脂奶粉）	60ml	70元	买5赠3
		100ml	100元	
C05-06002	WB封闭液（5%BSA）	60ml	70元	买5赠3
		100ml	100元	
		500ml	400元	
C05-03009	10%PAGE胶凝固剂	1ml	50元	买5赠2
		1ml×8	360元	
		1ml×20	800元	
C05-07003	Western 洗涤液(10×)	60ml	100元	买5赠3
C05-03002	5×蛋白上样缓冲液（非变性）	5ml	80元	买5赠3
C05-03001	5×蛋白上样缓冲液（含巯基还原剂）	5ml	100元	买5赠3
		10ml	180元	
C05-03007	10%SDS（十二烷基硫酸钠）	100ml	60元	买5赠3
C05-02003	Bradford蛋白浓度测定试剂盒	250T	100元	买5赠2
		1000T	240元	
C5076	Lowry法蛋白浓度测定试剂盒(1000T)	1000微孔	320元	买5赠2
C5001	1M Tris-HCl 缓冲液 (pH6.8)	100ml	50元	买5赠3
		500ml	130元	
C5003	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)	500ml	100元	买5赠3
		2L	360元	
C5004	Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)	500ml	160元	买5赠3
C5006	SDS-PAGE分离胶缓冲液(4×)	100ml	80元	买5赠3
		500ml	150元	
C5027	RIPA裂解液(弱)	100ml	180元	买5赠3
C5030	SDS裂解液	100ml	180元	买5赠3
C5031	RIPA裂解液(强中弱套装)	3×50ml	270元	买5赠3
C5042	1×TBS缓冲液 (pH7.4)	500ml	70元	买5赠3
C5049	1×TBST缓冲液,pH7.4	500ml	80元	买5赠3
C5058	10×转膜缓冲液	500ml	100元	买5赠3
C5059	封闭用脱脂奶粉	50g	80元	买5赠3
		100g	120元	

免疫学

产品编号	中文名称	规格	价格	促销活动
C5077	细胞爬片抗原修复液(即用型)	100ml	100元	买5赠3
		500ml	300元	
C-0005	封闭用正常山羊血清(原液)	5ml	40元	买5赠2
		10ml	70元	
		100ml	400元	
C-0006	封闭用正常兔血清(原液)	5ml	40元	买5赠2
		10ml	70元	
C-0082	封闭用正常小鼠血清(原液)	5ml	280元	买5赠2
C04-01003	ELISA终止液	50ml	70元	买5赠2
		100ml	100元	
C04-01001	ELISA包被液(1×)	100ml	70元	买5赠2
		500ml	200元	
C04-01002	ELISA封闭液	100ml	70元	买5赠2
		500ml	200元	
		1L	360元	
C04-01004	ELISA洗涤液(10×)	50ml	60元	买5赠2
		100ml	100元	
C04-01005	酶标抗体稀释液	30ml	80元	买5赠3
		50ml	140元	
		100ml	240元	
C01-04002	HRP标记抗体稀释液	30ml	80元	买5赠3
		60ml	140元	
		100ml	240元	
C01-04003	AP标记抗体稀释液	30ml	80元	买5赠3
		50ml	150元	
		100ml	280元	
C01-04004	荧光抗体稀释液	30ml	50元	买5赠3
		100ml	120元	
C01-03001	10%封闭山羊血清	30ml	50元	买5赠2
		100ml	100元	
C02-02003	1×EDTA抗原修复液(pH8.0)	100ml	60元	买5赠3
C01-02001	抗体保存液	30ml	100元	买5赠3
		100ml	300元	
C-0010	DAB显色试剂盒(20×)	0.5ml×2	70元	买5赠3
		1ml×2	120元	
C01-04001	抗体稀释液	30ml	80元	买5赠3
		100ml	200元	
C01-06001	1%组织细胞固定液	100ml	60元	买5赠3
		500ml	180元	
C01-06002	4%组织细胞固定液	100ml	60元	买5赠3
		500ml	200元	
C02-02001	1×柠檬酸钠抗原修复液(干粉)	1L	10元	买5赠3
		1L×10	90元	
C02-02002	柠檬酸钠抗原修复液(100×)	50ml	90元	买5赠3
		100ml	150元	
C02-02004	50×EDTA抗原修复液(pH8.0)	100ml	90元	买5赠3

C02-04003	抗荧光淬灭封片液/抗荧光衰减封片剂	5ml	280元	买5赠3
C04-03001	单组分超灵敏TMB显色试剂盒 (含终止液)	20ml	160元	买5赠3
		50ml	280元	
		100ml	480元	
C04-03002	双组份TMB显色液	10ml	110元	买5赠3
		30ml	260元	
		100ml	700元	
WB001	WB检测试剂盒 (抗兔一抗)	36T	780元	买5赠2
WB002	WB检测试剂盒 (抗鼠一抗)	36T	780元	买5赠2
SP-0022	广谱SP免疫组化检测试剂盒 (用于检测兔、大鼠、小鼠和豚鼠来源的一抗)	3ml	380元	买5赠1
		6ml	720元	
		18ml	2000元	
SP-0023	SP免疫组化检测试剂盒(兔)	3ml	380元	买5赠1
		6ml	720元	
		18ml	2000元	
IHC001	免疫组化试剂盒 (抗兔)	60T	680元	买5赠2
		100T	960元	
IHC003	免疫组化试剂盒 (抗小鼠)	60T	480元	买5赠2
		100T	780元	
bs-0295G-Cy3	Goat Anti-rabbit IgG/Cy3	100ul	360元	买10赠3
		1ml	2400元	买20赠10
bs-0295G-FITC	Goat Anti-rabbit IgG/FITC	100ul	180元	买10赠3
		1ml	1200元	买20赠10
bs-0295G-AF488	Goat Anti-rabbit IgG/Alexa Fluor 488	100ul	480元	买10赠3
		1ml	3600元	买20赠10
bs-0295G-AF594	Goat Anti-Rabbit IgG/Alexa Fluor 594	100ul	480元	买10赠3
		1ml	3600元	买20赠10
bs-0296G-FITC	Goat Anti-Mouse IgG/FITC	100ul	180元	买10赠3
		1ml	1200元	买20赠10
bs-0296G-HRP	Goat Anti-Mouse IgG/HRP	100ul	180元	买10赠3
		1ml	1200元	买20赠10
bs-0296G-AF647	Goat Anti-Mouse IgG/Alexa Fluor 647	100ul	480元	买10赠3
		1ml	3600元	买20赠10
bs-0296G-AF488	Goat Anti-Mouse IgG/Alexa Fluor 488	100ul	480元	买10赠3
		1ml	3600元	买20赠10
bs-0310R-FITC	Rabbit Anti-chicken IgG/FITC	100ul	240元	买10赠3
		1ml	1580元	买20赠10
bs-0295G	Goat Anti-rabbit IgG	1mg	980元	买10赠3
		10mg	4800元	买20赠10
bs-0296G	Goat Anti-Mouse IgG	1mg	980元	买10赠3
		10mg	4800元	买20赠10
bs-0310G	Goat Anti-Chicken IgG	1mg	1280元	买10赠3
		10mg	6400元	买20赠10
bs-0297G	Goat Anti-human IgG	1mg	980元	买10赠3
		10mg	4800元	买20赠10
bs-0345G	Goat Anti-human IgM	1mg	1280元	买10赠3
		10mg	6400元	买20赠10
bs-0295G-HRP	Goat Anti-rabbit IgG/HRP	100ul	180元	买10赠3
		1ml	1200元	买20赠10

缓冲液				
产品编号	中文名称	规格	价格	促销活动
C01-01001	1×PBS缓冲液	500ml	70元	买5赠3
C01-01002	10×PBS缓冲液 (pH7.2-7.4)	50ml	60元	买5赠3
		500ml	80元	
		500ml×10	700元	
C01-01005	10×PBST缓冲液	50ml	60元	买5赠3
		100ml	70元	
		500ml	90元	
C0103	1×PBS缓冲液 (干粉, 2L)	2L	10元	买10赠10
		2L×10	80元	
C5310	Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(1×, 1L粉剂)	1L×5	120元	买10赠10
		1L×10	180元	
C7033	磷酸盐缓冲液 (1×PBS, 无钙镁, 无菌)	500ml	120元	买5赠3
C5043	1M Tris-HCl 缓冲液 (pH8.0)	100ml	50元	买5赠3
C05-03005	1.5M Tris-HCl缓冲液(pH8.8)	100ml	60元	买5赠3
C05-03006	1M Tris-HCl缓冲液(pH6.8)	100ml	60元	买5赠3
染色液				
产品编号	中文名称	规格	价格	促销活动
C02-04002	DAPI染色液 (即用型)	10ml	120元	买5赠3
		50ml	320元	
C02-04004	苏木素-伊红染色试剂盒	10ml	130元	买5赠2
		100ml	320元	
C05-04002	10×丽春红染色液	10ml	100元	买5赠2
		50ml	360元	
		100ml	720元	
生化试剂				
产品编号	中文名称	规格	价格	促销活动
C2077	OCT冰冻切片包埋剂	118ml	300元	买5赠2
C51003	磷酸酶抑制剂混合物组合 (2 Tubes)	1ml A + 1ml B	420元	买3赠1
PIC008	蛋白酶抑制剂混合物 (哺乳动物, 100×)	1ml	280元	买3赠1