

Bioss 荧光二抗

Bioss 提供多种高质量的荧光二抗，产品线覆盖广泛，兼具高灵敏度和多场景适用性，可满足复杂的实验需求。产品线涵盖 FITC、RBITC、Cy3、Cy5 等传统荧光基团，以及高性能荧光染料 AbBy Fluor® 系列，通过优化信噪比，能够更精准地检测低丰度靶点，适配于 IF、Flow-Cyt 及 IHC 等多种实验。

产品严格匹配不同一抗物种来源，并支持特异性片段检测(如 Fc/ab' 片段)，确保信号精准放大与低背景干扰。此外，产品支持多重检测，光谱分离优异，适配共聚焦显微镜及流式分析系统，助力多靶标同步分析。

Bioss 荧光二抗标记物

标记物种类	标记物名称
常规荧光染料	FITC, RBITC
Cy 系列荧光染料	Cy3, Cy5, Cy5.5, Cy7
AbBy Fluor® 系列荧光染料	BF405, BF350, BF488, BF555, BF594, BF647, BF680, BF700, BF750
荧光蛋白	PE, APC, PerCP
荧光双标记	PE-Cy 荧光素系列: PE-Cy5, PE-Cy5.5, PE-Cy7
	APC-Cy 荧光素系列: APC-Cy5.5, APC-Cy7
	PerCP-Cy 荧光素系列: PerCP-Cy5.5, PerCP-Cy7
其他荧光染料	Pacific Blue, IRDye 800C

推荐产品

Catalog #	Product Name	Reactivity	Application
bs-0295G-PE	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, PE conjugated	Rabbit	IF, Flow-Cyt
bs-0295G-Cy3	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, Cy3 conjugated	Rabbit	IF, Flow-Cyt
bs-0295G-FITC	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, FITC conjugated	Rabbit	IF, Flow-Cyt
bs-0295G-BF488	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF488 conjugated	Rabbit	IF, Flow-Cyt
bs-0295G-BF555	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF555 conjugated	Rabbit	IF
bs-0295G-BF594	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF594 conjugated	Rabbit	IF, Flow-Cyt
bs-0295G-BF647	Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF647 conjugated	Rabbit	IF, Flow-Cyt
bs-0296G-FITC	Goat Anti-Mouse IgG H&L, FITC conjugated	Mouse	IF, Flow-Cyt
bs-0296G-BF488	Goat Anti-Mouse IgG H&L, BF488 conjugated	Mouse	IF, Flow-Cyt
bs-0296G-BF594	Goat Anti-Mouse IgG H&L, BF594 conjugated	Mouse	IF, Flow-Cyt


产品优势

- ◎ **质控严格**: 经多样本，多种属，多应用验证，具备良好的批间一致性；
- ◎ **特异性高**: 精准识别目标抗原，避免非特异性结合；
- ◎ **性价比高**: 自主研发，现货充足；
- ◎ **种属丰富**: 识别物种包括人、大鼠、小鼠、鸡、狗、猪等共15种；
- ◎ **兼容性好**: 兼容细胞、组织及芯片平台；
- ◎ **灵敏度高**: 更高的亮度和信噪比，有效提高实验结果的准确性；
- ◎ **稳定性好**: 亲和纯化二抗，抗淬灭性强，水溶性好，储存不会产生沉淀，pH值不敏感；
- ◎ **标记丰富**: 从蓝光到近红外光谱范围（400 nm~850 nm）内，涵盖了20余种荧光染料，分辨率高且仪器兼容性广。




扫码查看更多
荧光二抗推荐产品

光谱信息




验证数据




一抗: Cytokeratin 8 Recombinant Rabbit mAb (bsm-52419R)
二抗: Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF488 conjugated (bs-0295G-BF488)

人胃




一抗: GFAP Mouse mAb (bsm-42001M)
二抗: Goat Anti-Mouse IgG H&L, BF594 conjugated (bs-0296G-BF594)

小鼠脑




一抗: TROP2 Mouse mAb (bsm-43037M)
二抗: Goat Anti-Mouse IgG H&L, BF488 conjugated (bs-0296G-BF488)

人食管




一抗: Vimentin Rabbit pAb (bs-8533R)
二抗: F(ab')₂ Fragment Goat Anti-Rabbit IgG H&L, FITC conjugated (bs-60295G-FITC)

人小肠



一抗: GAPDH Rabbit pAb, Loading Control (bs-10900R)
二抗: Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF594 conjugated (bs-0295G-BF594)

人结肠



一抗: Vimentin Rabbit pAb (bs-0756R)
二抗: Goat Anti-Rabbit IgG H&L, BF488 conjugated (bs-0295G-BF488)

大鼠结肠

